

Magistrale tip voor het bereiden van VANCOMYCINE 50 mg/ml in SyrSpend® SF Liquid

Formule

R/ Vancomycine HCl 50 mg/ml
Aqua purificata 10%
SyrSpend® SF Liquid ad 100%
DT/100 ml

Bewaring

In koelkast buiten invloed van licht.
90 dagen stabiel bij bewaring in koelkast (tussen 2°C en 8°C).

Bereidingswijze

1. Weeg de ingrediënten af.
2. Bevochtig Vancomycine HCl met water tot een gladde pasta en voeg vervolgens de rest van het water toe.
3. Voeg SyrSpend® SF Liquid toe tot eindvolume.

Stabiliteitsstudie beschikbaar op fagron.be

Mengtabel met alle verenigbare actieve bestanddelen beschikbaar op fagron.be

BEREIDINGSVERSLAG 'MAGISTRALE BEREIDING'

Lotnr. van de bereiding:

Bereidingsdatum:

Galenisch vorm: SUSPENSIE

Bereide hoeveelheid:

Grondstof in volgorde van verwerking	Registratienummer (*)	Aantal of hoeveelheid	Af te wegen hoeveelheid (1)	Afgewogen hoeveelheid (2)
Vancomycine HCl		1	5 g	
Aqua Purificata		1	10 g	
SyrSpend® SF Liquid		1	ad 100 ml	
(*) het aan de grondstof toegekend nummer in het grondstoffenregister	Totaal:			
		Verschil (1) en (2) (%):		

Tarra van:

Uitgevoerde controles:

Opmerkingen:

Maximale houdbaarheidsdatum:

Bewaaromstandigheden: 90 dagen houdbaar in koelkast (tussen 2°C en 8°C) – buiten invloed van licht.

Naam en handtekening bereider:

Naam en handtekening

verantwoordelijk apotheker:

.....

.....

- CNK: 3080447 SyrSpend® SF PH4 Liquid Cherry 500ml
- CNK: 3143211 SyrSpend® SF PH4 Liquid Unflavoured 473ml
- CNK: 3156320 Vancomycine HCl 100g

Conseil magistral pour la préparation VANCOMYCINE 50 mg/ml dans le SyrSpend® SF Liquid

Formule

R/ Vancomycine HCl 50 mg/ml
Aqua purificata 10%
SyrSpend® SF Liquid ad 100%
DT/100 ml

Conservation

Dans le réfrigérateur, à l'abri de la lumière.
Stable pendant 90 jours si conservé dans le réfrigérateur (entre 2°C et 8°C).

Mode de préparation

1. Peser les ingrédients.
2. Ajouter un peu de l'eau, puis triturer jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène, ajouter le reste de l'eau.
3. Ajouter le SyrSpend® SF Liquid jusqu'au volume final.

Etude de stabilité disponible sur fagron.be

Table de compatibilité avec toutes les APIs compatibles disponible sur fagron.be

FICHE DE PREPARATION 'PREPARATION MAGISTRALE'

N° de lot de la préparation:

Date de la préparation:

Forme galénique: SUSPENSION

Quantité préparée:

Matière première par ordre de mise en oeuvre	Numéro d'ordre (*)	Nombre ou quantité	Quantité à peser (1)	Quantité pesée (2)
Vancomycine HCl		1	5 g	
Aqua Purificata		1	10 g	
SyrSpend® SF Liquid		1	ad 100 ml	
(*) dans le registre d'entrée des matières premières	Total:			
		Différence (1) et (2) (%):		

Tare de:

Contrôles exécutés:

Remarques:

Durée de validité:

Conditions de conservation: dans le réfrigérateur, à l'abri de la lumière – Stable pendant 90 jours si conservé dans le réfrigérateur (entre 2°C et 8°C).

Nom et signature du préparateur:

Nom et signature du
pharmacien responsable:

.....

.....

- CNK: 3080447 SyrSpend® SF PH4 Liquid Cherry 500ml
- CNK: 3143211 SyrSpend® SF PH4 Liquid Unflavoured 473ml
- CNK: 3156320 Vancomycine HCl 100g

fagron.be

Fagron Belgium nv - Textielstraat 20 - 8790 Waregem - Belgium
Tel: +32 (0) 70 233 111 - Fax: +32 (0) 70 233 126 - info@fagron.be

